

Pico Sekunden Laser Pen

Ein Hilfsmittel auf das man bei einer professionellen ästhetischen Behandlung nicht verzichten sollte!



Wie funktioniert die Behandlung.

- Es kribbelt leicht durch die Erwärmung. Sie dauert maximal 5-10 Minuten und ist vom Schmerzempfinden etwas unangenehm.
- Es gibt durch die sehr kurze Impulszeit keine Verletzungen der Haut.
- Der nächste Termin kann nach ca. 30 Tagen erfolgen.
- Durch den Pico Sekunden Laser wird rotes mit blauem Licht verwendet. Die Intensität des blauen Lichtes ist sehr stark und das rote sehr schwach.



Lieferumfang:
1 Pikolaser in der Box
1 Schutzbrille
1 EU Netzteil

Preis: 190,- € zuzüglich 19 % MwSt. und Versandkosten!

Diese Seiten sind Alleineigentum „Die-Profi-Permanent-Liner“, Kopien oder Vervielfältigungen sind ohne Genehmigung nicht statthaft.
Bei Missbrauch erfolgt umgehend eine Anzeige mit Schadensersatzantrag!

1992-2019©